



Joystick BJOY HAND A och BJOY HAND C

Två helt nya sorters Joystick finns nu hos Picomed. De är tänkta att hållas inne i handen men fungerar också utmärkt att använda liggande på bordet eller rullstolsbrickan. Två varianter; en Digital (microswitchar) och en Analog (progressiv). Kräver mycket små rörelser.

Inställningarna görs i ett PC-program, men allt sparas i själva joysticken. Flyttar du den till en annan dator har du med dig samma inställningar.

Fyra miniknappar för olika klick runt Joysticken som kan bestämmas individuellt.



JOYSTICK BJOY HAND A

En analog joystick vilket betyder att den fungerar ungefär som en rullstolsjoystick; en liten rörelse får markören att långsamt flytta sig. En större rörelse får markören att flytta sig fortare. Markören rör sig i alla riktningar och alla hastigheter kan justeras individuellt

Tekniska specifikationer

Storlek LxBxH: 75x50x17 (20)mm
Vikt: 40g (80g m kabel)
OS: Plug&Play med Windows, Mac OS och Linux
Längd kabel: 1,6m

Artikelnr: 1828200 Joystick Bjoy Hand A

JOYSTICK BJOY HAND C

En digital joystick betyder att den beter sig i princip som datorns piltangenter. Hur fort den sedan flyttar eller accelererar markören ställer man in så att det passar användaren. Markören rör sig i 4 eller 8 riktningar.

Tekniska specifikationer

Storlek LxBxH: 75x50x17 (21)mm
Vikt: 40g (80g m kabel)
OS: Plug&Play med Windows, Mac OS och Linux
Längd kabel: 1,6m

Artikelnr: 1828201 Joystick Bjoy Hand C