

## SmartNav Huvudmus

SmartNav Huvudmus är en liten och lätt huvudmus som ger möjlighet att kontrollera och styra musen utan att använda händerna. Den styrs via en reflexprick som kan placeras varsomhelst i pannan eller på glasögonen. Du kan utföra klick via manöverkontakter eller DwellClick. Den kan placeras på en bärbar/stationär dator eller på en kommunikationsdator monterad på rullstol. SmartNav Huvudmus kräver ingen extern strömkälla. Med den medföljande programvaran finns möjlighet att göra individuella inställningar. Dwellklick programvara ingår i produkten.



### Tekniska Specifikationer

Diameter: 6 cm  
Anslutning: USB - port  
Kontakter: 2 st 3,5 mm teleplugg  
Systemkrav: Windows 7/8/Vista/XP

### Artikelnr: 1823357 SmartNav 4 AT

Komplett paket med kabel för anslutning  
av 1–2 manöverkontakter och Dwellklick

### Tillbehör

Artikelnr: 1820375 Fotkontakt 1-funktion

Artikelnr: 1828143 Fotkontakt 2-funktioner

Artikelnr: 1820347 Reflexprickar , 2 storlekar- 52 st

Artikelnr: 1826828 SmartNav fäste med kardborre