

CLICKTOPHONE ANDROID LICENS



SKU: 1828307 | **Category:** [Programvara](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

Om ClickToPhone

ClickToPhone är en omfattande app som förenklar och integrerar funktionerna i en Android smartphone tillsammans med möjligheten att styra sin omgivning med hjälp av omgivningskontroll (Kräver separat Hårdvara, Housemate). Appen är främst framtagen för att låta personer med funktionsproblematik styra sin Android smartphone eller surfplatta. Med en enda kontakt eller joystick kan användaren ringa, skicka och ta emot SMS, visa bilder, spela musik, få tillgång till internet och mycket mer.

ClickToPhone är också lämplig för personer som styr sin enhet med pekskärm men som behöver ett förenklat/förtydligt gränssnitt.

Programfunktioner:

- Primärfunktioner: Vakna, svara/ringa, skicka/ta emot SMS, omgivningskontroll (Kräver separat hårdvara Housemate).
- Sekundära funktioner: Musikspelare, fotoalbum, kamera, Internet, påminnelser, plats/GPS.
- Skanningsalternativ: Automatisk, kortklick, två kontakter, justerbar skanningshastighet, klicktid, auditivskanning och många andra alternativ.
- Röstutmatning för text-till-tal, hörselskanning och läsning av SMS-meddelanden. Röstigenkänning för miljökontroll.
 - Ordprediktion.
- Kontroll över andra appar från Google Play med hjälp av HouseMates HID-mus och en Android-enhet som stöder HID.
 - Kan installeras på alla enheter som kör Android 2.2 eller senare, inklusive TV-donglar.
 - Den här appen använder behörigheten för enhetsadministratör.

