



PICOMED

DAESSY RULLSTOLSFÄSTE M-75 MINI



SKU: 1827758



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

Ett sidofällbart rullstolsfäste i en nåttare modell för montering av mindre samtalsapparater. Används som alternativ till Daeesy rullstolsfäste. Fästet väger 1.6 kg och lämpligt för apparater med max vikt 4,5 kg. Snabbfästet ingår. Lämpar sig utmärkt för montering av iPad och Surfplattor.



PICOMED