




PICOMED

UTGÅTT - EYETECH ÖGONSTYRNING



SKU: 1828470



PRODUCT DESCRIPTION

TM5 är en snabb och exakt ögonstyrningskamera som gör att du kan styra din enhet med ögonen. Full integration med Grid 3 gör EyeTech TM5 ett utmärkt val för kommunikation, datorkontroll, omgivningskontroll och interaktivt lärande.

TM5 Mini har en inbyggd dedikerad CPU, vilket minskar belastningen på datorn.

