


UTGÅTT GRID PAD EYE 17" EYETECH INKL GRID 3 UTGÅTT



SKU: 1828473 | **Category:** [Utgångna produkter](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

Denna apparat har utgått.

Snygg slimmad och kraftfull samtalsapparat! Grid Pad Eye finns i tre storlekar och med antingen Intelligaze eller EyeTech ögonstyrning, de har en kapacitiv ljusstark pekskärm. Den snabba processorn ger möjlighet att snabbt navigera mellan sidorna i Grid 3. Ni kan utöver ögonstyrning använda pekskärmen eller andra USB -enheter samt kontaktsyrning med 1 eller 2 kontakter. De har integrerade högtalare med mycket bra ljud och en monteringsplatta för både Daessy och Rehadapt. Den har inbyggd omgivningskontroll för styrning av t.ex. TV, video, lampor m.m.

