




PICOMED

GRID 3 EXTRA SPRÅK POLSKA - ACAPELA



SKU: 1828372



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

Det är möjligt att ha flera språk installerade i Grid 3. Du kan prova i 60 dagar olika språk från Inställningar/Tal/Röster/Språk, hämta valfri röst och lyssna hur den låter. För närvarande finns inte alla språk att ladda ner.

Licensen aktiverar du sedan från Inställningar/Licenser.

Röster

Manliga: Ingen

Kvinnliga: Ania



PICOMED