




PICOMED

HOUSEMATE IOS & ANDROID



SKU: 1828614



PRODUCT DESCRIPTION

Ny hårdvara, ersätter både:

Artikel: 1828224 HouseMate Android

Artikel: 1828476 HouseMate iOS



PICOMED

En modern och komplett Omgivningskontroll!

En lättbegriplig omfattande Android-App (iOS Appen har fokus på enbart omgivningskontroll) kommunicerar tryggt och stabilt med HouseMate hårdvara via Bluetooth. Anslut 1 eller 2 manöverkontakter, alternativt rullstolens joystick för att styra alla funktioner. Hårdvaran har en kraftfull inbyggd IR-sändare och utgång för närlarm.

APPEN

IOS ELLER ANDROID ? HOUSEMATE ÄR KOMPATIBLE MED BÅDA. DU VÄLJER.



HouseMate Home Control



PICOMED

HouseMate är kompatibel med iOS Kontaktstyrning och Apple HomeKit tillbehör.



ClickToPhone

HouseMate används tillsammans med appen ClickToPhone, tillsammans möjliggörs kontakt- och joysticks-styrning och tillgång till hela din Android enhet.





PICOMED



Styrsätt

Android / iOS enhet

Styr ditt hem



PICOMED