




PICOMED

UTGÅTT - HOVERARM



SKU: 1828207



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

Hoverarmen är tillverkad av superlätt och stark karbonfiber och passar för montering av kontakter eller lätta enheter. Den är 60% lättare än monteringsarmen. Fäste super med max öppning 5 cm ingår.

Längd: 60 cm

Montering av produkter: Max vikt 2,3 kg

Vikt: 0,5 kg

Manöverkontakt ingår ej.

OBS! Komplettera med manöverkontakt och hållare/monteringsplattor eller justerbar hållare för montering av lätta enheter.



PICOMED