




PICOMED

JOYCABLE 2



SKU: 1825802



PRODUCT DESCRIPTION

Kontaktadapter för anslutning av 2 manöverkontakter som ansluts till datorns USB-port. I Grid 3/Grid 2 och Clicker 2 behövs ingen programvara för att definiera kontakternas funktion. Med den medföljande programvaran "Switch Driver" kan alla program kontakt styras. Kontakterna kan simulera tangentbord, musklick och musförflyttningar. Individuella inställningar kan konfigureras.



