




# PICOMED

JOYSTICK BJOY HAND A



**SKU:** 1828200



## PRODUCT DESCRIPTION



# PICOMED

En analog PC-joystick vilket betyder att den fungerar ungefär som en rullstolsjoystick; en liten rörelse får markören att långsamt flytta sig. En större rörelse får markören att flytta sig fortare. Markören rör sig i alla riktningar och alla hastigheter kan justeras individuellt. Den är tänkt att hållas inne i handen men fungerar också utmärkt att använda liggande på bordet eller rullstolsbrickan. Individuella inställningar görs i programvaran, alla inställningar sparas i joystickens vilket gör att du kan flytta den mellan olika datorer.



# PICOMED