

## JOYSTICK BJOY RING



Produktblad:

[Joystick Bjoy Ring och Joystick Bjoy Ring Trådlös v.1.0.docx](#)

Manual/eng:

[BJOY Ring\\_EN](#)

**SKU:** 1828202 | **Category:** [Styrsätt](#) |



## **PRODUCT DESCRIPTION**

Monteras på befintlig Joystick på rullstolen och gör att denna plötsligt även fungerar som en analog (progressiv) USB mus. Två ingångar för manöverkontakt för klickfunktioner.

Inställningarna för hastighet, acceleration och typ av klick görs i programvaran, och alla inställningar sparas i joysticken. Kopplar du in den i en annan dator har du med dig samma inställningar.

Passar både 6,35mm och 4,75 mm rullstolsjoystick.





