




PICOMED

JUSTERBAR HÅLLARE SURFPLATTOR, LITEN M FÄSTPLATTA



SKU: 1828308



PRODUCT DESCRIPTION

Hållare för mindre surfplattor t ex Grid Pad Go, iPad Mini mfl plattor i storlek 7-8". Fungerar även till plattor med skal.



PICOMED

Passar till följande dimensioner: Bredd: max 14,4 cm Höjd: 17 - 22,8 cm Djup: max 2,54 cm

Hållaren har en fästplatta för Daessy, Rehadapt och Vesa. Passar alla Daessy stativ.



PICOMED