


MONTERINGSARM



Produktblad:
[Monteringsarmar för kontakter2](#)

SKU: 1821573 | **Categories:** [Stativ](#), [Tillbehör Kontakter](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

En flexibel arm för montering av kontakter eller lätta enheter. Fäste super ingår med max öppning 5 cm.

Enkel justering med ett vred

Inställbar i flera riktningar

Stabil och tålig

Vikt 1,3 kg

Montering av produkter: Max vikt 2,3 kg

Längd: 52 cm

Manöverkontakt ingår ej.

OBS! Komplettera med manöverkontakt och hållare/monteringsplattor eller justerbar hållare för montering av lätta enheter.

