



PICOMED

NEATER EATER VÄNSTERHÄNT



SKU: 1828766



PRODUCT DESCRIPTION

Neater Eater gör det möjligt för brukaren att använda sina egna rörelser för att inta mat. Det är ett modulsystem som har tagits fram för att hjälpa människor med olika utmaningar att kunna äta utan hjälp av andra. Kan tex användas för att:

- Eliminera skakningar
- Begränsa ofrivilliga rörelser
- Hjälpa till vid begränsad armstyrka/begränsad rörelse



PICOMED

Detta sker genom att användaren flyttar Neater Eaters arm upp och ner, fram och tillbaka. Skakningar och ofrivilliga armrörelser absorberas av en stötdämpare i slutet av Neater Eaters arm. Maten kan då föras till munnen i en lugn och kontrollerad rörelse.

Neater Eater kan även levereras med en fjäderbelastning som gör att skeden automatiskt flyttas upp från tallriken till ett förinställt läge framför munnen.

Produkten finns tillgänglig för både höger- och vänsterhänta användare.

Här nedan finns några filmer som visar hur Neater Eater kan användas och fungerar.

<https://www.youtube.com/watch?v=1Jorc9UyvOA>

<https://picomed.no/produkt/neater-eater/>

<https://picomed.no/produkt/neater-eater/>



PICOMED