



PICOMED

OBI MATASSISTENT



SKU: 1828756



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

Obi styrs av en eller två kontakter som ger användaren möjligheten att själv välja vilken av de fyra olika facken man vill hämta mat ifrån. I en av filmerna nedan kan man se lite olika placering av dessa kontakter förutom att de kan placeras på bordet och användaren trycker med handen eller händerna.

Obi är lätt att ställa in och den enda inställningen som utförs är att lära Obi avståndet och rörelsen till munnen. Detta utförs inför varje måltid för att vara säker på att avståndet är rätt. Det kan ju variera beroende på höjd på bordet och stolen mm. På filmerna ser man tydligt hur detta görs genom att föra armen till munnen och sedan spara denna rörelse. Går fort och är enkelt.

Tallriken klarar maskindisk och uppvärmning i mikrovågsugn.

Produkten är godkänd enligt de ny medicintekniska direktiven **MDR**.

Hör gärna av er om ni önskar mer information!

Här finns lite trevliga filmer om hur Obi fungerar:

<https://www.youtube.com/watch?v=O-r59UXIRaw>

<https://www.youtube.com/watch?v=H6zYQGb3I-0>

<https://www.youtube.com/watch?v=7WmklYs95wQ>

https://youtu.be/ZdFGqZK0z_c

