



# PICOMED

P135 FALLSENSOR MED SÄNDARE



**SKU:** 1828561



## PRODUCT DESCRIPTION

Fallsensor med innebygget radiosender. Registrerer fall, forvarsler etter 15 sek og varsler videre etter 30 sek.



# PICOMED

## Funksjonsbeskrivelse:

Fallsensor detekterer fall, forvarsler den som bærer sensoren etter 15 sekunder. Viderevarsler med innebygget radiosender hvis ikke personen har reist seg i løpet av 30 sekunder. Varsler da trådløst til en av «Viderevarslerne» i tilbehørslisten under. Det vil si at et komplett varslingsystem for fall består av P135BA pluss en av komponentene i denne tilbehørslisten.

Den som bærer fallsensoren kan også be om assistanse fra den som bærer personsøkeren ved å trykke på «HJELP» knappen.



# PICOMED