




PICOMED

P142 FUKTSENSOR, BOMULLSLAKAN



SKU: 1828558



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

Fuktsensor, bomullslaken med sølvtråd
Sender Epi-alarm P142AF fuktsensor
B:600-L:1600 mm
Vekt: 208 gram

Vaskeanvisning:

Kan vaskes på 60 grader, men bør ikke tørkes i trommel fordi sølvtråden i lakenet er veldig sårbar. Lakenet tørker raskt når det henges opp. Picomed garanterer at laknene tåler minimum 50 vasker når man følger vaskeanvisningen.



PICOMED