




PICOMED

UTGÅTT P154 COMPANION, SKAK OCH FUKT



SKU: 1828549



PRODUCT DESCRIPTION

Epilepsilarm med möjlighet att ansluta olika sensorer för att registrera anfall. Denna modell är gjord för att trigga på Skak och Fukt.



PICOMED

Skaksensor P114 ingår alltid, medans fuktsensor köps till vid behov.

För att larmet ska bli komplett behövs P137 Personsökare beställas.

B:220-H:110-D:50 mm
Vikt: 400 gram
Frekvens: EN300-220 869MHz

Översikt av Companion och dess sensorer:

P154 Companion skak och fukt Art.nr - 1828549

Vid beställning av denna artikel ingår nedan

P154 Companion skak och fukt	Art nr 1828559
Strömförsörjning P154 Companion	Art nr 1828625
P114 Skaksensor Companion	Art nr 1828556
Skumdyna för P114 Skaksensor	Art nr 1828626

Tillbehör som krävs vid användning av Companion

P137 Personsökare	Art nr 1828551
-------------------	----------------

Tillbehör

P142 Fuktsensor, bomullslakan (krävs anslutningssladd)	Art nr 1828558
P 142F Fuktsensor, örngott (krävs anslutningssladd)	Art nr 1828624
Strömförsörjning till P137 Personsökare (reservdel)	Art nr 1828627
P143 Sängnärvaro sensor	Art nr 1828559
Anslutningssladd fuktsensor och Companion	Art nr 1828622
Anslutningssladd mellan två fuktsensorer	Art nr 1828623



PICOMED