



# PICOMED

P158 MIKROFON COMPANION



**SKU:** 1828557



## PRODUCT DESCRIPTION



# PICOMED

Mikrofonen P158B sørger for at Sengemonitoren også kan detektere lyd. Denne sensoren lytter etter bestemte lyder laget av personen i sengen. Er designet til å være følsom for repeterende utbrudd av lyd som beboer kan gjøre under et anfall eller alvorlig nød. Mikrofonen blokkerer bakgrunnsstøy, for eksempel fra en TV eller radio.

Denne enheten krever tilkobling til en Epilepsi Monitor P154.

Vekt: 11 gram



# PICOMED