



# PICOMED

PEK - FINGER FORMBART



**SKU:** 1828522



## PRODUCT DESCRIPTION



# PICOMED

Pek - Finger Formbart är en pekare/stylus som kan anpassa dig till dina personliga behov. Du kan ändra dess form om och om igen tills du hittar den perfekta passformen. Den behåller sin form tills du ändrar den igen och blir en naturlig förlängning av kroppen.

Den är uppbyggd av en tunn kärna av aluminiumlegering som är inklämd mellan två lager skum med slutna celler

Pek - Finger Formbart är stabil men otroligt lätta (ca 12 g), och erbjuder många variationer.



# PICOMED