




PICOMED

PEK - FINGER



SKU: 1828520



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

Styr din surfplatta eller smartphone (kapacitiv pek-skärm) med detta "Pek - Finger".
Tyget på Pek - Fingret är av ett konduktivt material och finns i två olika utföranden:

- Konformad gummikärna (Pek - Finger)
- Rak cirkulär silikon kärna (Pek - Finger XL)

Pek - Finger har en stark konformad gummikärna med innerdiameter som börjar på 16 mm (yttre omkrets: 50 mm).

Pek - Finger XL har en mjuk rak silikon kärna med innerdiameter 19 mm (yttre omkrets: 59 mm).

På grund av sin konform ger Pek - Finger en lite längre förlängning jämfört med de andra fingrarna när den används.



PICOMED