




# PICOMED

PICO 4 MED 4 KNAPPAR, 2 NIVÅER, SCANNING



**SKU:** 1828301



## PRODUCT DESCRIPTION



# PICOMED

Programmerbar IR-sändare med 4 knappar, 2 nivåer och 1-kontakts skanning. Programmeras via skärm; Android och Apple smartphone, surfplatta eller dator (PC). Inbyggda IR-signaler och kan även lära in signaler från andra sändare. Klarar de flesta IR-format.

En lätt sändare med god ergonomi, tydliga symboler och integrerat raster.



# PICOMED