

PICO2 USB




Produktblad:

[Pico1 och Pico2 USB Produktblad170330](#)

Manual:

[Pico1 och Pico2 USB Svensk revB](#)

SKU: 1828404 | **Category:** [IR-sändare](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

Programmerbar IR-sändare med 2 kanaler. Pico2 kan sända upp till 4 signaler och klarar att sända de flesta IR-formaten på marknaden. Pico2 levereras med halsrem och passar utmärkt att bära runt halsen eftersom den är så liten och lätt. Både ljus och taktill feedback ger brukaren indikation på att signalen är sändt.

