

PICOPHONE TELEFON IR-STYRD



Produktblad:

[Picolo PicoPhone Picocombi](#)

Manual:

[PicoPhone, Picocombi, Picolo-eng](#)

SKU: 1828276 | **Category:** [Telefoni](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

Har du behov av en IR-styrd högtalande telefon så är valet en PicoPhone. En IR-sändare med 16 kanaler används för att styra alla funktioner. Du kan lagra upp till 50 kortnummer. Brukaren får feedback på vilka knappar som trycks med hjälp av den inbyggda talfunktionen.

Storlek: 210 x 50 x 160 mm

Vikt: ca 550 gram exclusive strömförsörjning

