


PIKOBUTTON LITEN BLÅ



SKU: 1828110 | **Category:** [En funktionskontakt](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

PikoButton manöverkontakt är robusta och tåliga. Det krävs väldigt liten manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten. Det är enkelt att fästa kontakten, har ett gängat M4-hål i botten. Kan också fästas med kardborreband.

Specifikation:

Storlek: 3cm i diameter

Tryckkraft: 75 g

Feedback: Ja

Anslutning: 3,5 mm vinklad teleplugg

