




PICOMED

PIKOBUTTON LITEN GULD



SKU: 1828116



PRODUCT DESCRIPTION

PikoButton manöverkontakt är robusta och tåliga. Det krävs väldigt liten manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten. Det är enkelt att fästa kontakten, har ett gängat M4-hål i botten. Kan också fästas med kardborreband.



PICOMED

Specifikation:

Storlek: 3cm i diameter

Tryckkraft: 75 g

Feedback: Ja

Anslutning: 3,5 mm vinklad teleplugg



PICOMED