



PICOMED

QUHA PUFO+ BLÅSKONTAKT



SKU: 1828265



PRODUCT DESCRIPTION

Quha Pufo+ är en trådlös blåskontakt till Quha Zono. Mundelen är lätt justerbar och kan bytas ut. En liten "puff" genererar ett vänster klick och två korta "puff" ett dubbelklick. Ett långt "Puff" ger ett drag. Det finns flera sätt att bära Quha Pufo. Den levereras med ett justerbart huvudband och ett integrerat clips för montering på Nackband eller Eyewear samt 10 extra munstycken.





PICOMED