

## QUHA ZONO HUVUDBAND



**SKU:** 1828474 | **Category:** [Tillbehör Styrsett](#) |



## PRODUCT DESCRIPTION

Huvudbandet är lätt och passar bekvämt i timmar. Den flexibla designen gör det lämplig för de flesta användare utan några justeringar. Det är ett perfekt alternativ för nackbandet när du använder Quha Zono medan du vilar huvudet på en kudde eller nackstöd. Quha Zono sätts enkelt fast direkt på huvudbandet, vilket gör det väldigt lätt att bära. Quha Zono kan laddas när den är fastsatt på huvudbandet.

Huvudbandet väger 26 gram och är justerbart från S till XL.





