

QUHA ZONO NACKBAND



SKU: 1828340 | **Category:** [Tillbehör Styrsett](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

Nackbandet väger 21 gram (utan Quha Zono) och passar på huvuden med bredd 10-17 cm. Det medföljande glasögon clipset medger ett bekvämt och säkert sätt att bära Quha Zono till dina glasögon. Glasögon clipset väger endast 3,5 gram. Den passar på de flesta glasögon bågar som inte är bredare än 13 mm. Observera att vanligtvis den mest bekväma platsen för Quha Zono ligger precis bredvid örat.

