

QUHA ZONO




Produktblad:

[Quha Zono3](#)


Manual:

[Quha-Zono-user-manual-SV](#)

SKU: 1828247 | **Category:** [Styrsätt](#) |



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

En trådlös gyromus med många monteringsalternativ. Den är kalibrerad vid leverans för att fästas på glasögonen , men du kan enkelt kalibrera om den för att kunna styras med foten, armen eller annan kroppsdel där det finns en fungerade rörlighet som kan kontrolleras. Individuella inställningar görs i programvaran.

- 1828247 Quha Zono
- 1828486 Quha Zono med 2 USB mottagare
- 1828260 Quha Zono inkl. Dwell Clicker 2

