




PICOMED

SPEAKOUT (QWERTY)



SKU: 1819950



PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

SpeakOut är en portabel samtalsapparat för personer som saknar tal eller har svårt att göra sig förstådda verbalt. Den har två displayer; en för användaren och en för samtalspartnern och med Qwerty tangentbord. SpeakOut Scan är en scannande version av SpeakOut som är lämplig för personer som har motoriska funktionsnedsättningar och som inte kan använda ett tangentbord.

Modellen är till utseende, storlek och funktioner likadan som SpeakOut med tangentbord. Scanningen ligger i tangentbordet med röda lysdioder som indikerar rad, kolumn och tecken. Val sker med en eller två manöverkontakter. Manöverkontakter ingår ej. Båda modellerna har inbyggd talsyntes med manlig och kvinnlig röst. Stor lagringskapacitet. Enkel menyhantering med många användbara funktioner. För att göra inställningarna i SpeakOut Scan krävs ett USB tangentbord.



PICOMED