


STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN ELRULLSTOL



SKU: 1828381 | **Category:** [Tillbehör - Samtalsapparater](#) |



PRODUCT DESCRIPTION

Med Grid Pad elrullstolsadapter kan du ladda din Grid Pad Pro/Eye 11 och 13. Det finns fyra olika anslutningar för att passa de vanligaste elrullstolarna.

Specifikation

- 50cm kabel från Adapter
- 100cm kabel från Adapter till Grid Pad
 - 110 x 60 x 30 mm
- 65W DC-DC Converter, 24V Battery Input, 19V at 3.4A Output

Var noga med att välja den Grid Pad-enhet som du ska använda adaptern till och välj rätt anslutning.

VILKEN KABEL BEHÖVS FÖR DIN RULLSTOL?



Dynamics DX 2

Passar Invacares stolar som använder Dynamics system.



Dynamics Linx

Passar det senaste systemet från Dynamics.



Curtis Wright R-Net

Passar stolar som har Penny & Giles (P&G) system eller Curtis Wright system. Anslutningen är vattentät och designad speciellt för rullstolar.



XLR Power connection

En universal anslutning som passar många olika elrullstolar, även äldre modeller.

