

## Joybox och Joycable

### Joybox

Kontaktbox för att ansluta upp till 12 kontakter till datorns USB-port. För utprovningseenheter är joyboxen optimal med så många möjligheter för kontaktstyrning. Joybox kan användas med de flesta programvaror som t ex kontaktstyrda spel- och lekprogram samt kommunikationsprogram. Kan även användas till att styra Powerpoint m fl komersiella program. Du kan utföra musklick och musförflyttningar. Med programvaran Switch Driver som följer med kan du använda dina kontakter för att utföra olika uppgifter på datorn.



**Artikelnr: 1825803 Joybox**

### Joycable 2 och 5

Kontaktbox för att ansluta 2 eller 5 kontakter till datorns USB-port. Joycable kan användas med de flesta programvaror som t ex kontaktstyrda spel- och lekprogram samt kommunikationsprogram. Kan även användas till att styra Powerpoint m fl komersiella program. Du kan utföra musklick och musförflyttningar. Med programvaran Switch Driver som följer med kan du använda dina kontakter för att utföra olika uppgifter på datorn.



**Artikelnr: 1825802 Joycable 2**



**Artikelnr: 1828104 Joycable 5**