


LipStick

En munstyrd datormus

Lipstick är ett alternativ för personer som inte kan använda en standardmus. Alla musfunktioner kontrolleras med munnen. Musklick får du genom att öppna övre eller undre läpp, inte genom sug-och blås som i andra munstyrda enheter. Kraften som krävs för att flytta muspekaren kan justeras, maximal känslighet är mindre än 10 gram. Endast små huvudrörelser krävs för att flytta muspekaren. Fabriksinställningarna fungerar för de flesta, med den medföljande programvaran kan du göra individuella inställningar.

Funktioner

- Små huvudrörelser
- Jämn och snabb automatisk acceleration
- Musklick genom att öppna och stänga läpparna
- Välja läpp för hö/vä musklick
- Rengöring med vanligt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.
- Bitsäker mundel av medicinskt klassad plast
- Stängd konstruktion för optimal hygien
- Programvara för individuella inställningar
- Automatisk kalibrering av sensorn
- Windows, Apple, Linux, Android



Artikelnummer: 1828282 LipStick


Välj arm för montering

Artikelnummer: 1828283 Lipstick monteringsarm

Artikelnummer: 1821573 Monteringsarm

Artikelnummer: 1828207 Hoverarm

Artikelnummer: 100633 Svanhalsarm



Lipstick monteringsarm