

Armbandsur med påminnelse som hjälper dig att komma ihåg. Klockan ger påminnelse om dagliga aktiviteter. Inställningar görs i klockorna och du behöver inte göra om inställningarna vid batteribyte. Du kan enkelt aktivera/avaktivera de olika påminnelserna.

**Artnr: 1828249 Malem klocka Stor – Blå/svart**

- Visar tid 12/24 tim och datum
- Påminnelse med 10 sek inläst meddelande
- Påminnelse med vibration.
- 12 Alarm (påminnelser)
- Intervall alarm
- Batteritid ca 3 mån



**Artnr: 1828369 Malem klocka Mellan – Blå/svart**

- Visar tid 12/24 tim och datum
- Påminnelse med vibration
- 12 Alarm (påminnelser)
- Intervall alarm



**Artnr: 1828368 Malem klocka Liten – Marin**

**Artnr: 1828417 Malem klocka Liten - Lila**

- Liten modell för barn/ungdom
- Visar tid 12/24 tim och datum
- Påminnelse med vibration och/eller ljudsignal
- 12 Alarm (påminnelser)
- Intervall alarm

