

## Pico4, Pico8 och Pico16

### IR-fjärrkontroll med scanning



Picomed introducerar 3 nya fjärrkontroller med scanning. De kan sända inbyggda IR-signaler eller läras upp med andra IR-sändare, t.ex. en TV-fjärrkontroll.

De har en god ergonomisk utformning med mjuka knappar, tydliga symboler och fingerguide är integrerat i designen.

Programmeringen görs visuellt på en Smartphone, Surfplatta eller Windows PC som kopplas ihop med samma USB-kabel som man laddar batteriet med. Enklare programmering kan också göras utan att koppla in någon "skärm".

Tillgänglig som:

- Pico4 med 4 knappar, 2 nivåer, scanning.
- Pico8 med 8 knappar, 2 nivåer, scanning.
- Pico16 med 18 knappar, 2 nivåer, scanning.

### **Egenskaper**

- IR-fjärrkontroll. Innbyggda IR-signaler, kan lära in IR-signaler.
- 1-kontakts scanning, 3,5mm kontakt.
- Programmeras via skärm (smartphone, surfplatta, Windows PC).
- Storlek, Pico4 och Pico8: B54-L120-H21 (mm), vikt: 80 gram.
- Storlek, Pico 16: B71-L150-H21 (mm), vikt: 140 gram.
- Strömförsörjning: Laddbart batteri, vanlig USB laddare och kabel (inkluderad).

