

## Quha Sento – blåskontakt



Quha Sento är det senaste tillbehöret till Quha Zono Gyromus. Sento är en väldigt känslig blåskontakt som tillsammans med Zono blir ett komplett styrsätt (ej högerklick, då krävs The Grid, Dwell Clicker eller motsvarande). Sento är mycket hygienisk eftersom den inte vidrör munnen. Quha Sento levereras tillsammans med huvudband medium och manual.

### **Funktion:**

Vänsterklick / kort blås  
Klicka dra / långt blås

### **Specifikation:**

Vikt: 44g (tillsammans med Quha Zono 67g)  
Kompatibilitet: Quha Zono Gyromus och Quha kontaktadapter.  
Dimension: Huvudband storlek medium, sensor arm 210 mm.  
Anslutning: Anslutning USB mini till Quha Zono.  
Märkning: CE, FCC

Art.nr: 1828385 Quha Sento  
Art.nr: 1828247 Quha Zono Gyromus

