

## Omgivningskontroll Sändare med inbyggd IR och Radio

Dessa båda sändare har, förutom traditionell IR-funktion, även inbyggd RF (radio). Radiosignalen är mycket lämplig där högre krav på tillförlitlighet krävs, då den kräver fri sikt som en IR-signal. Som tillbehör finns en larmsignal att sätta i vägguttag, lämplig tex. i assistent/personalrummet. Vår Reläbox RF kan istället styra tex. en lampa, eller anslut en radio som fungerar som en behaglig "larmsignal" till assistenten.

IR-sändaren kan lära in signalen från fjärrkontrollen till din TV, DVD osv och därmed läggas på valfri knapp. Den är även kompatibel med mottagare av andra fabrikat, tex Gewa.

Båda sändarna har laddbart batteri som laddas av en USB-laddare av samma typ som till många mobiltelefoner.



### IR – RF SÄNDARE BJ 256

- En sändare, inte större än en mobiltelefon som klarar det mesta.
- 3 nivåer, totalt 42 funktioner (IR eller RF)
- Scanning; Rad/kolumn eller Linjär
- Macron; låt sändaren trycka flera tangenter i följd, tex *Svara Telefon + Ljud Av på TV*
- IR; styr TV, dvd; lampor, porttelefon, telefon
- RF; styr närlarm, vägguttag mm
- Valbar knapp för nivåbyte
- PC-program för layoutdesign
- Raster

#### Tekniska specifikationer

Storlek LxBxH:	114x65x15mm
Vikt:	108g
RF:	433MHz (ISM)

Artnr: 1828239 IR – RF Sändare BJ-256

### IR – RF SÄNDARE BJ 257

- En liten ergonomiskt utformad sändare som ligger bra i handen
- 2 nivåer, totalt 10 funktioner (IR eller RF)
- Möjlighet till 2 funktioner på samma knapp vid tryck efter varandra
- IR; styr TV, dvd; lampor, porttelefon, telefon
- RF; styr närlarm, vägguttag mm
- Valbar knapp för nivåbyte
- Halsrem

#### Tekniska specifikationer

Storlek LxBxH:	98x58x19mm
Vikt:	48g
RF:	433MHz (ISM)

Artnr: 1828240 IR – RF Sändare BJ-257