

Samtalsapparat med ögonstyrning



- **Grid 3**
 - SMS / Samtal via Android enhet
 - Enkelt att anpassa med Grid 3
 - SwiftKey prediktion
 - Chat historik med lokalisering
 - Integrerade interaktiva spel
 - Fjärredigering av anpassningar
 - Färdiga anpassningar för Sociala medier
 - Möjlighet till automatiska säkerhetskopior



Grid Pad Eye serien är i grunden samma apparater som Grid Pad Pro men har också en ögonstyrningskamera monterad. Vi har två olika ögonstyrningar att välja mellan, Intelligaze¹ eller MyGaze². Grid Pad Eye har en kapacitiv ljusstark pekskärm som svarar på den lättaste beröringen. Den snabba processorn ger möjlighet att snabbt navigera mellan sidorna i Grid 3. Du kan använda pekskärmen eller andra USB –enheter samt kontaktsyrning med 1 eller 2 kontakter. De har integrerade högtalare med mycket bra ljud, integrerat bordsstöd samt fästplatta för Daessy och Rehadapt. De har inbyggd omgivningskontroll för styrning av t ex TV, video, lampor m.m.

¹ Intelligaze är en avancerad ögonstyrningskamera som levereras tillsammans med en egen mjukvara för avancerad Windowsstyrning.

² MyGaze är en lika avancerad ögonstyrningskamera men med en enklare mjukvara som inte lämpar sig för en avancerad Windows användare.

Båda kamerorna presterar mycket bra i Grid 3 och det går utmärkt att styra Windows med Grid 3 men i något enklare grad än med Intelligaze egna mjukvara.

Artikelnr: 1828422 Grid Pad Eye 11" inkl Grid 3

Artikelnr: 1828400 Grid Pad Eye 11" My Gaze Grid 3

Artikelnr: 1828371 Grid Pad Eye 13" inkl Grid 3

Artikelnr: 1828388 Grid Pad Eye 13" My Gaze Grid 3

Artikelnr: 1828411 Grid Pad Eye 17" inkl Grid 3

Artikelnr: 1828412 Grid Pad Eye 17" My Gaze Grid 3

	Grid Pad Eye 11	Grid Pad Eye 13	Grid Pad Eye 17
Operativsystem	Windows 10		
Mjukvara	Grid 3		
Processor	Intel Core™ M-5Y10c CPU 800 Mhz (Turbo Boost 1.9 GHz)	Intel Celeron 2957U 1.40GHz	Quad Core Intel Pentium, N3700 1.6 GHz (Turbo Boost 2.4 GHz)
Internminne (RAM)	4 GB	8 GB	8 GB
Hårddisk	120 GB SSD M.2	256 GB SSD	500 GB HD
Grafikkort	Intel HD 5300	Intel HD	
Mått	310 x 250 x 70 mm	344 x 216 x 77 mm	440 x 325 x 70 mm
Vikt	1.6 Kg med myGaze 1.7 Kg med Intelligaze	2.88 Kg med myGaze 2.98 Kg med Intelligaze	2.95 Kg med myGaze 3.05 Kg med Intelligaze
Batteritid	Upp till 4 h	Upp till 4,5 h med hot swap batteriet	Upp till 2,5 h
Webbkamera	2 MP fram, 5 MP bak	2 MP fram, 5 MP bak	2 MP fram
Skärm	11.6" 1920x1080	13.3" 1920x1080	17.3" 1920x1080
Styrsätt	Pekskärm, Kontakter, USB-styrdon, Blåtands kontakter		
Uppkoppling	Wi-Fi, Blåtand		
Portar	3 x USB2.0, 1 x USB 3.0, Micro SD, Hörlursuttag, Auditiv feedback, Micro HDMI	2 x USB 2.0, SD kort, Hörlursuttag, Mikrofon, Auditiv feedback	2 x USB 2.0, 1 x USB3.0, SD kort, Hörlursuttag, HDMI
Knappar	On/Off, Volym	On/Off, Extra knapp som går att programmera.	On/Off, Volym
Kontaktingångar	2 x 3.5 mm, Radio Switches (tillbehör)		
Högtalare	2 x Integrerade högkvalitativa högtalare		
Monteringsplatta	Rehadapt och Daessy kompatibel		
Omgivningskontroll	IR: Gewa, Radio: Eldat eller Z-wave		