

Monterbar samtalsapparat



- **Grid 3**
 - SMS / Samtal via Android enhet
 - Enkelt att anpassa med Grid 3
 - SwiftKey prediktion
 - Chat historik med lokalisering
 - Integrerade interaktiva spel
 - Fjärrredigering av anpassningar
 - Färdiga anpassningar för Sociala medier
 - Möjlighet till automatiska säkerhetskopior

Grid Pad Pro har en kapacitiv ljusstark pekskärm som svarar på den lättaste beröringen. Den snabba processorn ger möjlighet att snabbt navigera mellan sidorna i Grid 3. Du kan använda pekskärmen eller andra USB –enheter samt kontaktsyrning med 1 eller 2 kontakter. Den har integrerade högtalare med kvalitativt och tydligt ljud, integrerat bordsstöd samt fästplatta för Daessy och Rehadapt. Den har inbyggd omgivningskontroll för styrning av t.ex. TV, video, lampor m.m.

Artikelnr: 1828421 Grid Pad Pro 11” inkl Grid 3

Artikelnr: 1828384 Grid Pad Pro 13” inkl Grid 3

Artikelnr: 1828413 Grid Pad Pro 17” inkl Grid 3

	Grid Pad Pro 11	Grid Pad Pro 13	Grid Pad Pro 17
Operativsystem	Windows 10		
Mjukvara	Grid 3		
Processor	Intel Core™ M-5Y10c CPU 800 Mhz (Turbo Boost 1.9 GHz)	Intel Celeron 2957U 1.40GHz	Quad Core Intel Pentium, N3700 1.6 GHz (Turbo Boost 2.4 GHz)
Internminne (RAM)	4 GB	8 GB	8 GB
Hårddisk	120 GB SSD M.2	256 GB SSD	500 GB HD
Grafikkort	Intel HD 5300	Intel HD	
Mått	310 x 200 x 50 mm	344 x 216 x 57 mm	440 x 325 x 50 mm
Vikt	1 kg	2.68 kg	2.75 kg
Batteritid	Upp till 5,5 h	Upp till 6,5 h med hotswap batteriet	Upp till 4 h
Webbkamera	2 MP fram, 5 MP bak	2 MP fram, 5 MP bak	2 MP fram
Skärm	11.6" 1920x1080	13.3" 1920x1080	17.3" 1920x1080
Styrsätt	Pekskärm, Kontakter, USB-styrdon, Blåtands kontakter		
Uppkoppling	Wi-Fi, Blåtand		
Portar	3 x USB2.0, 1 x USB 3.0, Micro SD, Hörlursuttag, Auditiv feedback, Micro HDMI	2 x USB 2.0, SD kort, Hörlursuttag, Mikrofon, Auditiv feedback	2 x USB 2.0, 1 x USB3.0, SD kort, Hörlursuttag, HDMI
Knappar	On/Off, Volym	On/Off, Extra knapp som går att programmera.	On/Off, Volym
Kontaktingångar	2 x 3.5 mm, Radio Switches (tillbehör)		
Högtalare	2 x Integrerade högkvalitativa högtalare		
Monteringsplatta	Rehadapt och Daessy kompatibel		
Omgivningskontroll	IR: Gewa, Radio: Eldat eller Z-wave		