



Tre maskiner i Grid Pad Pro serien!

Det handlar om apparater med skärmstorlek 8", 10" och 12,5" alla med kommunikationsprogramvaran Grid 3 och alla dess finesser och funktioner.

Du styr apparaterna med pekskärm, kontakter eller med valfritt USB styrdon.

Det finns två integrerade kraftfulla högtalare, kontaktingångar, IR-sändare och möjlighet att montera apparaterna på stativ med antingen Daessy eller Rehadapt fästsystem.

Artikelnr: 1828590 Grid Pad Pro 8"

Artikelnr: 1828591 Grid Pad Pro 10"

Artikelnr: 1828497 Grid Pad Pro 12



	Grid Pad Pro 8	Grid Pad Pro 10	Grid Pad Pro 12
Operativsystem	Windows 10		
Mjukvara	Grid 3		
Processor	Intel Atom Processor Z3795 1.6 GHz till 2.4 GHz (Turbo Boost)	Intel® Core™ Processor i5-7Y54, 4MB Cache, 1.2 GHz till 3.2 GHz (Turbo Boost)	
Internminne	4 GB		8 GB
Hårddisk	64 GB SSD		128 GB SSD
Grafikkort	Intel HD Graphics		
Mått	228 x 150 x 45 mm	269 x 180 x 45 mm	339 x 223 x 52 mm
Vikt	1.2 kg	1.4 kg	2.7 kg
Batteritid	Upp till 4 h	Upp till 6,5 h	Upp till 15 h
Webbkamera	2 MP fram, 8 MP bak	2 MP fram, 8 MP bak	2 MP fram, 5 MP bak
Skärm	8.3" 1920 x 1200	10.1" 1920 x 1200	12.5" 1920 x 1080
Styrsätt	Pekskärm, USB-styrdon, Kontaktstyrning, Blåtands kontakter (tillbehör) Kompatibel med magnetiskt raster (tillbehör)		+ Ögonstyrning som tillval <ul style="list-style-type: none"> • Alea Intelligaze • Irisbond • EyeTech
Uppkoppling	Wi-Fi, Blåtand		
Portar	2 x 3.5 mm kontaktingång 3.5 mm auditivfeedback 3.5 mm hörlursuttag 2 x USB 2.0 port		2 x 3.5 mm kontaktingång Kombinerat: 3.5 mm Mik / Hörlursuttag / Auditivfeedback 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (upptagen om ögonstyrning)
Knappar	On/Off, Volym (volymknapparna går att ställa om i Grid 3)		On/Off, Volym (volymknapparna går att ställa om i Grid 3) Trådlös On/Off knapp med 3.5 mm ingång (batteri inkluderat)
Högtalare	Dubbla integrerade högtalare		
Omgivningskontroll	Infraröd GEWA-sändare EasyWave radiosändare		
Montering	Inbyggt bordsstativ Kombinerat Daessy & Rehadapt		Inbyggt bordsstativ Valbart Daessy eller Rehadapt