

Wobble Kontakt

Kontakten är en en-funktions kontakt som har en 11 cm lång vadderad pinne och kan aktiveras i alla riktningar. Det är en av de mest universella kontakterna eftersom den kan aktiveras med olika delar av kroppen och i olika positioner.

Den aktiveras genom att röra pinnen i valfri riktning eller genom att trycka nedåt. Det interna "klicket" ger en auditiv återkoppling till användaren när kontakten har aktiverats.

När trycket avbryts återgår pinnen till sitt ursprungliga läge utan studsar.

Kontakten är speciellt lämplig för personer med begränsad rörelseförmåga, eftersom den kan aktiveras i alla riktningar.



Specifikation

- Kabel: 1,7 m med 3,5mm mono jack
- Längd: 11 cm pinne
- Storlek: 72 x 30 x 30mm (excl. pinne)
- Monteringsskruv: ¼ inch, Whitworth gäng

Passar att monteras på Monteringsarm, Svanhalsarm och Hoverarm

Artnr: 1828245 Wobble kontakt