



PICOMED



SpeakOut

SpeakOut är en portabel kommunikator för personer som saknar tal eller har svårt att göra sig förstådda verbalt. Den har två displayer; en för användaren och en för samtalspartnern.

Det går att få Qwerty eller ABC tangentbord . Det finns även en scannande version som är lämplig för personer som har motoriska funktionsnedsättningar, som saknar tal och som inte kan använda ett tangentbord.

SPEAKOUT

Speak Out och SpeakOut Scan är till utseende, storlek och funktioner likadana, scanningen ligger i tangentbordet med röda lysdioder som indikerar rad, kolumn och tecken. Val sker med en eller två manöverkontakter. Båda modellerna har inbyggd talsyntes med manlig och kvinnlig röst. Stor lagringskapacitet. Enkel menyhantering med många användbara funktioner. För att göra inställningarna i SpeakOut Scan krävs ett USB tangentbord.

Manöverkontakter ingår ej.

Funktioner

- Infovox Desktop Pro, Erik, Elin och Emma
- Enkel menyhantering
- QWERTY eller ABC tangentbord
- Olika teckenstorlek
- Fraser
- Påminnelser
- Textminne
- Ordprediktion 10.000 ord
- Telefonbok
- Stor lagringskapacitet av text
- Överföring av text till PC
- Direktutskrift
- Miniräknare
- Tid och Datum
- Back-up

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek: 24,5 x 19,5 x 5,2cm

Vikt: 1 kg.

Displayer med bakgrundsbelysning:

1 st. LCD 40 x 2 tecken

1 st. LCD 240 x 64 tecken

Batteri: Li - ion

Anslutningar:

1 st. nätaggregat

1 st. linje in/ut

1 st. USB för PC

1 st. USB för yttre enhet t.ex skrivare, USB-minne

TILLBEHÖR

100311: Tangentbord med trackball USB

1820345: Raster 5 mm

1820346: Raster 3 mm

1820258: Salivskydd

1820337: Regnskydd

1820259: Väska

1820224: Nätaggregat

1824836 Adapterkabel Speak Out scan

ARTIKELNUMMER

1819950	SpeakOut/Qwerty inkl. nätaggregat, USB-minne, USB-kabel
1820251	SpeakOut/ABC inkl. nätaggregat, USB-minne, USB-kabel
1820390	SpeakOut Scan Qwerty

TILLBEHÖR

1824804	SpeakOut rengöringskit
1823499	USB-kabel SpeakOut (reservedel)
1824678	Batteripak SpeakOut (reservedel)
1822773	Fästplatta SpeakOut (reservedel)
1822171	SpeakOut USB-minne (reservedel)
1824685	SpeakOut Kåpa undre (reservedel)
1824686	SpeakOut Kåpa övre (reservedel)
1820345	raster 5 mm
1820346	raster 3 mm
1820224	Nätaggregat
1820337	Regnskydd
1820258	Salivskydd
1820259	Väska
1824836	Adapterkabel SpeakOut Scan
100311	Tangentbord med trackball USB

SpeakOut levereras inkl. nätaggregat, USB-minne och USB-kabel.



PICOMED AB

Skansgatan 9

S-97253 Luleå

tlf. 070 – 228 71 19

www.picomed.se