

Motion

Motion är en tålig och kraftfull tabletdator med Windows 8. Den finns i två versioner, en portabel enhet för gående pekskärm användare och en för rullstolsmontering. Den är utvecklad för att användas i en krävande miljö och är tålig för slag, stötar och fukt med IP-klass 52. Skärmen är extra tålig för repor och är skyddad för exponering av fukt. Hårddisken har inga rörliga delar. Motion kan användas direkt via pekskärmen, eller med något USB pekdon och scanning med 1 el 2 kontakter. Den har inbyggt WiFi och plats för 4G Simkort.



Motion Portabel med tålig väska, axelrem, integrerat bordsstöd och högtalare.
För gående brukare



Motion Backbox
För montering på stativ (rullstol-bord-golv)

Tekniska specifikationer

Storlek: 27 x 18 x 1,5 cm

Vikt: 840 gr

Skärm: 10,1" pekskärm (gorilla glass)

Hårdvara: Intel Atom 2,66 GHz

4GB RAM

64GB SDD

Kamera

Portar: 1 USB

1 SD kortplats

1 Micro - HDMI

1 Video Out

4G SIM

GPS

Operativ: Windows 8.1 Pro

Nätverk. Wi-Fi/BT

Batteri: upp till 8 tim

Motion Backbox

Vikt: 1740 gram

Kontaktingångar: 2 st 3,5 mm

Omgivningskontroll: Inbyggd Gewa modul

Montering: Daessy, Rehadapt, Vesa

Integrerat bordsstöd: Ja

Strömförsörjning från elstol: Ja

Motion Portabel

Vikt: 1340

Väska med integrerad högtalare

Axelrem

Bordsstöd

Artikelnr: 1828330 Motion Backbox

Artikelnr: 1828331 Motion Portabel

Tillbehör: 1825801 The Grid 2