

TalkOut 1040

Mycket tålig och robust tabletdator för tuffa miljöer.



TalkOut 1040 är byggd för att klara regn, stötar och vibrationer varför den är utmärkt att monteras på elrullstol som används i alla väder. Skärmen har hög ljusstyrka med god synbarhet i vinkel och utomhusmiljö. Med ett enkelt handgrepp kan den ändras till en smidig tabletdator med pekskärm. Testad enligt MIL-STD-810F för fall, vibration, vatten och damm. Den är IP 65 certifierad. Försedd med extra förstärkta gångjärn, stötdämpad hårddisk, slagskyddad LCD och ett chassi av magnesiumlegering.

För att montera den på elrullstol behövs väska med fästplatta för Daessyfäste eller Hållaren. Kompletteras med lämpligt kommunikationsprogram som passar användarens behov.



Artnr: 1820344 Daessy väska TalkOut 1040



Artnr: 1828231 Hållare TalkOut 1040

Tekniska Specifikationer

Operativ: Windows 7
Processor: Intel i5 2,6GHz
Ram: 4GB
Hårddisk: 500GB
Pekskärm: 10,4" TFT
Portar: 2 USB
1 Firewire
1 seriell
Bluetooth: Ja
Wi-fi Ja
Storlek: 271 x 48 x 216
Vikt: 2 kg
Batteri: ca 7,5 tim drifttid
Miljö: IP 65
Vibration: MIL-STD 514.5 kategori 24
Stötar: Dropptest från 90 cm

Tillbehör

1820344: Daessy Väska TalkOut 1040
1821000: Batteri TalkOut 1040
1820374: Nätagadapter TalkOut 1040
1820373: DC/DC Spänningsomvandlare
1824710: Kablage 24V till art 1820373
1822702: Extern Batteriladdare TalkOut 1040
PI1829002: Musstyrning Bluetooth R-net
PI1824734: Fästplatta Daessy Unitrack
1825801: The Grid 2
1828231: Hållare TalkOut 1040

Artikelnr: 1820339 TalkOut 1040