



Den helt nya Grid Pad 12:an är designad för kommunikation hela dagen, varje dag!

15 timmars (10 timmar med ögonstyrning) batteritid, ruggad design och stöd för olika manövermetoder säkerställer att din röst alltid blir hörd!

Operativsystem	Windows 10 Pro
Programvara	Grid 3
Processor	Intel® Core™ i5-7Y54 Processor, 4MB Cache upp till 3.20 GHz
Internminne	8GB DDR3
Hårddisk	SSD SATA III, 128GB
Display	12.5" Härdat Glas Intel HD 1920 X 1080p
Vikt	2.7kg
Batteritid	15 timmar vid normal användning 10 timmar med ögonstyrning
Ladd tid	10 timmar
Inbyggda kameror	2MP fram, 5MP bak
Dimensioner	355 x 223 x 45 mm
Ögonstyrning	Tillval Grid Pad ögonstyrningsmodul (Irisbond Duo) Monteringsplåt finns som tillval (Alea Intelligaze)
Portar / Anslutningar	2 x 3.5mm kontaktingång, 3.5mm hörlurs / mic kombo port, pekskärm, kompatibel med magnetiska Raster, 1 x USB 2.0 port, 1 x USB3.0 port (Ögonstyrningen nyttjar USB 3.0 porten)
Omgivningskontroll	GEWA Infraröd och EasyWave
Uppkoppling	Dual band Wireless (AC 8265), Bluetooth 4.2 LE
Monteringssystem	Daessy och Rehadapt
Garranti	2 år
Övriga funktioner	Inbyggt bordsstativ och Trådlös On-knapp (batterier ingår)